

タンパク質合成キット

無細胞くん[®]

「無細胞くん」は理化学研究所の高度な
無細胞タンパク質合成技術をキット化した製品です。

迅速・簡便なタンパク質合成

テンプレートDNAを加えて、インキュベートしていただくだけで、
タンパク質を1-16時間で合成できます。PCRで調製した直鎖状DNAもご使用いただけます。

多様なタンパク質合成

細胞内タンパク質、分泌系タンパク質、膜タンパク質の合成にご使用いただけます。

高いタンパク質合成量

(社内実施例)

GFP 4~5 mg/mL (無細胞くん N 100、N1000 : キット付属の専用透析デバイスで反応)
350 µg/mL (無細胞くん N Mini : 市販のチューブで反応)

製品番号	製品名	反応スケール	膜タンパク質 合成用添加剤 対応	安定 同位体 標識	数量	標準価格
A235-0300	無細胞くん N Mini	50 µL反応 × 20回分	○	×	1キット	18,000
A236-0301	無細胞くん N 100	100 µL反応 × 8回分	◎	×	1キット	29,000
A237-0302	無細胞くん N 1000	1000 µL反応 × 1回分	◎	×	1キット	29,000
A238-0303	無細胞くん N Mini SS	50 µL反応 × 20回分	○	×	1キット	23,000
A239-0304	無細胞くん N 100 SS	100 µL反応 × 8回分	◎	×	1キット	32,000
A240-0305	無細胞くん N 1000 SS	1000 µL反応 × 1回分	◎	×	1キット	32,000
A183-0242	無細胞くん Start	100 µL反応 × 6回分	○	◎	1キット	35,000
A29-0059	無細胞くん SI	1000 µL反応 × 1回分	○	◎	1キット	57,500
A173-0230	無細胞くん SI(PEG不含)	1000 µL反応 × 1回分	◎	◎	1キット	57,500
A89-0126	無細胞くん SISS	1000 µL反応 × 1回分	○	◎	1キット	67,000
A241-0307	無細胞くん SISS(PEG不含)	1000 µL反応 × 1回分	◎	◎	1キット	67,000
A226-0290	膜タンパク質合成用添加剤 Set A				1キット	23,000

表示価格(円)に消費税は含まれておりません。

受託合成

無細胞タンパク質合成技術を用いた受託合成も承ります。
詳細は弊社ホームページの専用フォームをご覧ください。



製造・総販売元

大陽日酸株式会社

イノベーションユニット SI事業部

〒108-0014 東京都港区芝 5-30-9 藤ビル

TEL.03-5439-5897 (SI 代表) FAX.03-5439-5883

●資料のご請求は、大陽日酸までお気軽にご用命ください。


メールアドレス Isotope.TNS@tn-sanso.co.jp

ホームページアドレス <https://stableisotope.tn-sanso.co.jp>


大陽日酸
The Gas Professionals



「無細胞くん N」シリーズのタンパク質合成量




kit	N Mini	N 100	N 1000	N Mini	N 100
Sample	Marker	GFP	Blk	Marker	Marker
	Marker	BAP	Blk	Marker	Marker



名称	UniProt ID (start a.a. - end a.a.)	備考
GFP (緑色蛍光タンパク質)	—	—
BAP (大腸菌由来 アルカリホスファターゼ)	P00634	細胞外、 Disulfide bondあり

SARS-CoV-2ウイルス タンパク質合成

Sample Kit	N Mini	N 100
Marker	SI_RBD	SI_RBD
	3CL_Pro	3CL_Pro
	M	M
	Blk	Blk
	SI_RBD	SI_RBD
	3CL_Pro	3CL_Pro
	M	M
	Blk	Blk
	Marker	Marker



名称	UniProt ID (start a.a. - end a.a.)	備考
SI_RBD	P0DTC2 (319-541)	細胞外、Disulfide bondあり
3CL_Pro	P0DTD1 (3264-3569)	細胞内、Protease
M	P0DTC5 (1-222)	膜タンパク質