

タンパク質合成キット

無細胞くん[®]



「無細胞くん」は理化学研究所の高度な
無細胞タンパク質合成技術をキット化した製品です。

迅速・簡便なタンパク質合成

テンプレートDNAを加えて、インキュベートしていただくだけで、
タンパク質を1-16時間で合成できます。PCRで調製した直鎖状DNAもご使用いただけます。

多様なタンパク質合成

細胞内タンパク質、分泌系タンパク質、膜タンパク質の合成にご使用いただけます。

高いタンパク質合成量

(社内実施例)

GFP 4~5 mg/mL (無細胞くん N 100、N1000: キット付属の専用透析デバイスで反応)
350 µg/mL (無細胞くん N Mini: 市販のチューブで反応)

製品番号

製品名

反応スケール

膜タンパク質
合成用添加剤
対応

安定
同位体
標識

数量

標準価格

NEW!	A235-0300	無細胞くん N Mini	50 µL反応 × 20回分	○	×	1キット	18,000
	A236-0301	無細胞くん N 100	100 µL反応 × 8回分	◎	×	1キット	29,000
	A237-0302	無細胞くん N 1000	1000 µL反応 × 1回分	◎	×	1キット	29,000
	A238-0303	無細胞くん N Mini SS	50 µL反応 × 20回分	○	×	1キット	23,000
	A239-0304	無細胞くん N 100 SS	100 µL反応 × 8回分	◎	×	1キット	32,000
	A240-0305	無細胞くん N 1000 SS	1000 µL反応 × 1回分	◎	×	1キット	32,000
	A183-0242	無細胞くん Start	100 µL反応 × 6回分	○	◎	1キット	35,000
	A29-0059	無細胞くん SI	1000 µL反応 × 1回分	○	◎	1キット	57,500
	A173-0230	無細胞くん SI(PEG不含)	1000 µL反応 × 1回分	◎	◎	1キット	57,500
	A89-0126	無細胞くん SISS	1000 µL反応 × 1回分	○	◎	1キット	67,000
	A241-0307	無細胞くん SISS(PEG不含)	1000 µL反応 × 1回分	◎	◎	1キット	67,000
	A226-0290	膜タンパク質合成添加剤 Set A				1キット	23,000

表示価格(円)に消費税は含まれておりません。

受託合成

無細胞タンパク質合成技術を用いた受託合成も承ります。
詳細は弊社ホームページの専用フォームをご覧ください。



製造・総販売元

日本酸素株式会社

イノベーションユニット SI事業部

〒220-8561 神奈川県横浜市西区みなとみらい 4-6-2

みなとみらいグランドセントラルタワー 7F


TEL. 045-872-1823 (SI 代表) FAX. 045-872-1825

●資料のご請求は、日本酸素までお気軽にご用命ください。


メールアドレス Isotope.TNS@jp.nipponsanso.com

ホームページアドレス <https://stableisotope.jp.nipponsanso.com>

「無細胞くん N」シリーズのタンパク質合成量




Sample	kit							
	Marker	N Mini	N 100	N 1000	Marker	N Mini SS	N 100 SS	N 1000 SS
GFP								
Blk								
Marker								



名称	UniProt ID (start a.a. - end a.a.)	備考
GFP (緑色蛍光タンパク質)	—	—
BAP (大腸菌由来アルカリホスファターゼ)	P00634	細胞外、Disulfide bondあり

SARS-CoV-2ウイルス タンパク質合成



名称	UniProt ID (start a.a. - end a.a.)	備考
S1_RBD	P0DTC2 (319-541)	細胞外、Disulfide bondあり
3CL_Pro	P0DTD1 (3264-3569)	細胞内、Protease
M	P0DTC5 (1-222)	膜タンパク質